


Chirurgia Dermatologica mini-invasiva in medicina estetica

# RADIO SKIN



PRODOTTO IN ITALIA



[WWW.TOPQUALITYGROUP.IT](http://WWW.TOPQUALITYGROUP.IT)



# Radio Skin



*Offrire soluzioni avanzate, apparecchiature per l'estetica medica non invasiva della miglior qualità e per ogni specifica esigenza di trattamento: questo è l'obiettivo che Medical Body Point, la divisione medica di Top Quality Group, persegue grazie alle grandi potenzialità tecniche e attraverso il costante investimento nella Ricerca & Sviluppo di nuove tecnologie quali Radio Skin.*

## Funzionamento

Radio Skin è un sistema a Radiofrequenza limitata ai soli strati superficiali; rappresenta l'evoluzione della chirurgia mini invasiva ed ha la peculiarità di essere estremamente selettivo sui tessuti bersaglio e la possibilità di agire a livello dei piccoli vasi sanguigni, con conseguenze:

- Minimizzazione del dolore durante l'intervento
- Immediata microcoagulazione della zona trattata con scarse perdite ematiche
- Assenza di esiti da ustioni causate dalla non omogeneità dell'impedenza elettrica dei tessuti trattati
- Minimizzazione dello stress dei tessuti prossimi ai target, grazie a temperature di esercizio più basse rispetto al radio bisturi
- Possibilità di svolgere l'intervento ambulatorialmente

Il trattamento viene gestito da un software che regola e stabilizza il flusso dell'energia erogata al paziente, ottenendo:

- Riduzione dell'energia trasferita al paziente
- Riduzione dei tempi di recupero post-operatorio
- Funzionamento senza elettrodo di riferimento
- Possibilità di utilizzare il dispositivo senza alimentazione elettrica fino ad otto ore di autonomia

## Trattamenti Fruibili

Angiomi rubino, piccoli cheloidi, cheratosi seborroiche, cicatrici ipertrofiche in genere, esiti di acne, discromie, fibromi cutanei, lentigo solare, verruche, xantelasmi, microlifting, blefaroplastica non chirurgica, iperpigmentazione.

## Plus

- ✓ Tutti i parametri sono visualizzati su un ampio display 10.1" color touch screen.
- ✓ Il software è redatto secondo il concetto Friendly Human-Machine Interface [FHMI] per renderlo intuitivo e di agevole utilizzo.

### IN DOTAZIONE

N.01 cavo di alimentazione  
N.01 manipolo Radio Skin  
N.05 aghi monopaziente Radio Skin

### SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione 100÷240 V, 50÷60 Hz  
Potenza Max assorbita 100 W  
Classe di sicurezza elettrica II BF  
Grado di protezione IP IP40  
Frequenza di emissione 30÷150 KHz  
Display 10.1" colour touch con PC integrato  
Temperatura di funzionamento 0÷40 °C  
Umidità di funzionamento 30÷75% senza condensa  
Dimensioni L 45 x A 96 x P 41 cm  
Peso 5 kg

### MANIPOLI



MANIPOLO RADIO SKIN

TOP QUALITY GROUP S.r.l.   

Via G. Sorel, Zona industriale Nord Settore D - 06012 Città di Castello (PG) - Italia  
T +39 075 8520088 / 8522216 / 8512197 NUMERO VERDE 800 03 51 53 info@topqualitygroup.it  
Registro Produttori AEE n° IT1608000009459



Apparecchiatura certificata  
MEDICAL DEVICE in  
conformità alla direttiva  
2007/47/CE correttiva della  
direttiva 93/42/CE

REV. 0.1